

# ARENAS®-Perla-Des

## Foszfátmentes fertőtlenítő mosópor

### Tulajdonságok


ARENAS®-Perla-Des egy higiénikus- önmagában használható mosópor, kemotermikus mosás-fertőtlenítésre 60 °C-tól. Foszfátmentes mosópor kitűnő mosási teljesítménnyel, optimális folteltávolítással, 30 - 90 °C között.

### Felhasználási terület

Fehéríthető textíliák tarka- és fehér, továbbá fehéríthető takarítótextíliák mosására alkalmas. Vegyük figyelembe az egyes textíliák mosásánál ajánlott maximális hőfokot. Nem használható gyapjú és selyem anyagoknál.

### Felhasználás

A mosóport a mosógép adagolófiókjába töltjük.  
Kézi mosásnál: 125 g / 140 ml-t 10 liter vízben feloldani.



**Textílmosás**

### Anyagszükséglet

1 kg fertőtlenítő mosópor átlagosan szennyezett textíliáknál elegendő  
1-es keménységi tartományban 50 kg száraz ruhához,  
2-es keménységi tartományban 42 kg száraz ruhához,  
3-as keménységi tartományban 29 kg száraz ruhához.

### Kiszerezés

15 kg-os zsák

Cikkszám: j 65 76 26



# ARENAS®-Perla-Des

## Foszfátmentes fertőtlenítő mosópor

Adagolási javaslat 1 kg száraz textíliához	enyhén szennyezett		átlagosan szennyezett		erősen szennyezett	
	g	ml	g	ml	g	ml
Keményiségi tartomány 1 (< 1,5 mmol/l)	14	16	20	22	35	39
Keményiségi tartomány 2 (1,5 – 2,5 mmol/l)	16	18	24	27	38	42
Keményiségi tartomány 3 (> 2,5 mmol/l)	20	22	35	39	48	53

Előmosásnál: a táblázatban feltüntetett mennyiségek felét vesszük. Erős foltoknál 5 g ill. 5 ml-el /kg textília többet adagolunk. Nagyon erős foltoknál előkezelést ajánlunk ARENAS®-exet-el.

Adagolási előírás kemotermikus fertőtlenítési eljárásnál 60 °C-on a VAH és RKI előírásai szerint.

	Adagolás	Flottaarány	Hőfok	Határidő	Hatékonyosság
VAH	5 g / liter víz	1 : 5	60 °C	15 perc	Bakterizid/fungizid/levurozid/viruzid/tuberkulozid: S. aureus inkl. MRSA, E. hirae, P. aeruginosa, E. coli, P. mirabilis, E. faecium / C. albicans / Bovines Parvovirus (BPV)
RKI (A / B)	5 g / liter víz	1 : 5	60 °C	20 perc	

### Összetevők

100 g-ban hatóanyagként megtalálható: 15,5 g natriumkarbinát-peroxihidrat, 3,0 g TAED.

További hatóanyagok (a 648/2004/EK alapján):

Nem ionos tenzidek < 5%, anionos tenzidek < 5%, szappan < 5%, polikarboxilátok < 5%, zeolite 5 - 15%, enzimek, optikai fehérítők, illatanyagok.

Térfogatsúly: kb. 900 g/l

pH-érték (1 %): kb. 10

GHS 07, Figyelem (koncentrátumban);

H315 Bőrirritáló hatású. H319 Súlyos szemirritációt okoz. EUH208 Enzimeket tartalmaz.

Allergiás reakciót válthat ki. P280 Védőkesztyű/Szemvédelem használata kötelező.

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.

Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

**A fertőtlenítő mosópórt körültekintően alkalmazzák. Felhasználás előtt mindig vegyék figyelembe a címkét és a termékleírást.**

**Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!**